

Operatör veya vakanın karmaşıklığı ne olursa olsun dünyanın en doğru fotogrametrisi



ICam'in önde gelen özelliklerini karşılaştırın ve neden dünyanın 1 numaralı fotogrametrisi olduğunu görün

# Kamera Sayısı	4 kamerasıyla ICam piyasadaki tek gerçek fotogrametridir. Dört kamera, ağzın zorlu ortamında (kan, tükürük, dikişler vb.) 2 kameralı sistemlerden daha iyi performans gösteren düzeltme teknolojisiyle tekli ve çoklu görüntüleme sunar.
Kalibrasyon	Sıcaklık değişiklikleri vb. nedeniyle tüm fotogrametri için gereklidir. 5 saniyeden kısa sürede, çarpma veya düşmelerden sonra bile 2 ila 3 mikrometrelik doğruluk sağlar. Karbon fiber kalibrasyon plakası kullanılır.
Hassasiyet	Harvard'da yakın zamanda yapılan bir çalışmada kullanılan Uzamsal ve Açık Uyum test metodolojileri* ile ölçüldüğü üzere 5 mikrondan daha iyi.
# ScanBodies'deki Hedeflerin Sayısı	Toplam 63. Her ölçümde 43'e kadar kullanılır. Tam arkin doğasında olan zorluklar (kan, iplik vb.) nedeniyle çok sayıda hedef gereklidir. Yalnızca yüksek veri ile doğruluk elde edilebilir.
Görüntüler	En karmaşık vakaların (posteriorlar, kalabalık implantlar, pterygoidler, zigoslar) bile hızlı bir şekilde yakalanması için 50 görüntülemeli 200 görüntü.
Tarama Gövdesi Malzemesi	Torklama veya otoklavlamadan kaynaklanan deformasyonu önlemek için titanyum arayüz.
Radyo Opak Tarama Cisimleri mi?	Evet ScanBodies'in röntgeni çekilebilir.
Kullanıcı Bağımlılığı	Hiçbiri.



MÜŞTERİ HİZMETLERİ LİDERİ

- **Eğitim:** Sanal seçeneklerle ücretsiz uygulamalı eğitim
- **Garanti:** 2 yıl ücretsiz, 3 yıla kadar uzatılabilir
- **Acil durum değiştirme sistemi:** Evet, değiştirme sistemi 2 iş günü içinde gönderilir
- **Birinci sınıf müşteri hizmetleri**
 - 24 saat destek
 - 2 yıl ücretsiz, birden fazla yıla uzatılabilir