

3D OLARAK ÜRETİLEN KALICI KRONLAR

saremco print CROWNTEC



saremco print CROWNTEC, ışıkla sertleşen diş malzemeleri alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip profesyoneller tarafından geliştirilmiştir. Üstün 3D baskı reçinesi, güvenilir İsviçre kalitesinin kanıtıdır.

- kalıcı kronlar, inlayler, onlayler ve kaplamalar için
- güçlü protez dişler için
- geçici köprüler için
- mükemmel fiziksel özellikler
- biyouyumlu - sulu ortamda elusyona uğramaz
- kullanıma hazır - ön karıştırma gerektirmez
- Toplam 4 yıl raf ömrü
- FDA 510(k) onaylı, CE işaretli ve TGA kayıtlı
- bir çok farklı marka cihaz ile uyumlu

Teknik Bilgiler

Tutarlılık

Renk

Toplam raf ömrü

Bükülme dayanımı **DIN EN ISO 4049**

E-Modül **DIN EN ISO 4049**

Barcol sertliği

Tıbbi Cihaz

Stoktaki renkler

orta viskozilite, homojen

VITA® renk skalası

4 yıl

> 135 MPa (ortalama)

> 4000 MPa

> 40

Sınıf II (ABD) / Sınıf IIa (AB, AU)

A1, A2, A3, B1, Pamuk Prens (ağartıcı)

Talep üzerine: A3.5, A4, B2, C3, C4, D3

Kırılma Yüğü

İnsan ısırma gücü **700 newtons.** kadar ulaşabilir. Saremco print CROWNTEC, yaşlanmaya rağmen **bu gücün yaklaşık üç katına** dayanabilir.

